

ADAM CORE BALANZA PORTÁTIL COMPACTA; 5000G X 1G LEGIBILIDAD, 220V 50 / 60HZ -HB-4535A.4F



SKU: HB-4535A.4F | **Categorías:** [Balanzas ASTM de Capacidad 3800 a 9000 g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adam Core Balanza portátil compacta; 5000g x 1g Legibilidad, 220V 50 / 60Hz -HB-4535A.4F

El CQT proporciona una solución de bajo costo para el uso de campo y laboratorio. Completo con corta-aíres extraíble, adaptador de CA, pies y nivel ajustables y un soporte de seguridad integral. Listo para usar desde el primer momento, las balanzas CQT pueden funcionar con 6 pilas AA y está disponible una funda de transporte opcional.

- Un protector de tiro extraíble ayuda a trabajar en el sitio donde el viento dificulta las lecturas precisas
- Con pilas con seis pilas AA
- Estuche de transporte opcional disponible.

Accesorios



HB-4530CV

Cubierta en uso para Balanza Adam Core



HB-4530C

Estuche rígido para Balanza Adam Core

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO