

ADAM CORE BALANZA PORTÁTIL COMPACTO; 600G X 0.1G LEGIBILIDAD, 220V 50 / 60HZ -HB-4530A.4F



SKU: HB-4530A.4F | **Categorías:** [Adam Core Balanza Compacta Portátil, 200g - 600g](#), [Balanzas ASTM de Capacidad de 200 a 700 g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adam Core Balanza portátil compacto; 600g x 0.1g legibilidad, 220V 50 / 60Hz -HB-4530A.4F

La Balanza Adam Core proporciona una solución de bajo costo para el uso de campo y laboratorio. Completo con corta-aíres extraíble, adaptador de CA, pies y nivel ajustables y un soporte de seguridad integral. Listo para usar desde el primer momento, las balanzas Balanza Adam Core pueden funcionar con 6 pilas AA y está disponible una funda de transporte opcional.

Las balanzas principales incluyen un protector de tiro removible que ayuda cuando se trabaja en un sitio donde el viento dificulta las lecturas precisas, y funciona con baterías con seis baterías AA. Incluye gancho para pesar por debajo. Un estuche opcional está disponible

- [Accesorios](#)



HB-4530CV

Cubierta en uso para Balanza Adam Core



HB-4530C

Estuche rígido para Balanza Adam Core

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO