

## ADAM GBK BÁSCULA DE SOBREMESA, 120 KG X 5 G (260 LB X 0,01 LB) - 220 V 50/60 HZ - HB-5014.4F



### Básculas de sobremesa Adam GBK: capacidad de 140 lb a 700 lb

Duraderas y flexibles, las básculas de pesaje de banco GBK de 140 lb a 700 lb de capacidad proporcionan un valor excelente para las empresas que necesitan una báscula para realizar múltiples funciones. Las básculas GBK constan de un plato de pesaje de acero inoxidable 304 y un teclado sellado para protegerlos contra la suciedad y los derrames. Las básculas GBK de capacidad de 140 lb a 700 lb cuentan con un teclado numérico completo para simplificar la operación, mientras que las luces de pesaje de control incorporadas y las alarmas de pesaje de control audibles se pueden preconfigurar para un peso específico para realizar tareas de pesaje precisas.

#### La capacidad GBK de 140 lb a 700 lb Básculas Características:

- La sartén grande de acero inoxidable de grado 304 permite una limpieza rápida
- Interfaz RS-232 para ordenadores e impresoras
- La construcción robusta resiste el uso industrial
- Comprobación del pesaje con alarma sonora
- La función de tara preestablecida acelera el proceso de pesaje repetitivo
- El filtrado digital seleccionable ayuda a minimizar los efectos de la vibración y las perturbaciones
- La función de seguimiento cero garantiza que la pantalla vuelva a la lectura cero
- Pantalla LCD vívida y retroiluminada fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Batería recargable incluida para funcionar en casi cualquier lugar
- Apagado automático programable para ahorrar energía
- Capacidad: 140 lb a 700 lb

**SKU:** HB-5014.4F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Báscula de mesa Adam CBK](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **HB-5014**

Adam GBK Báscula de sobremesa, 120 kg x 5 g (260 lb x 0,01 lb) - 120 V 60 Hz



### **HB-5014.4F**

Adam GBK Báscula de sobremesa, 120 kg x 5 g (260 lb x 0,01 lb) - 220 V 50/60 Hz

## Código del Producto

HB-5014.4F

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO