

ADAPTADOR DE MUESTRAS PARA LA PRUEBA DE CORTE DINÁMICO



Adaptador de muestras para la prueba de Corte dinámico, para capas de pavimento de acuerdo proyecto TP Asphalt-StB Teil 48 (Stand 01/2013)

- Conjunto de medias carcasas con marco de sujeción para preparación de muestras.
- Diámetro de la muestra Ø 102 mm



SKU: 20-62701 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO