

AGENTE LIMPIADOR



SKU: N / A | **Categorías:** [Aceite de temple](#), [Mezcla de agua de temple](#), [Agente limpiador](#), [Medio aislante](#), [Nabertherm](#), [Tecnología para Procesos Térmicos II](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	493000014	Any SKU / Modelo	
	493000016	Any SKU / Modelo	
	493000017	Any SKU / Modelo	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles



Agente limpiador en bidón

- Los aditivos detergentes aumentan la duración del agua de lavado y reducen de esta forma los costes
- Minimiza los restos de aceite en las piezas y con ello la formación de humos durante el revenido

Modelos

Núm. art.	Descripción	Embalaje
493000016	Feroclean N-SF	10 kg bidón
493000014	Feroclean N-SF	30 kg bidón
493000017	Feroclean N-SF	50 kg barril

Control y Proceso y Documentación

Tecnología para Procesos Térmicos I

[Tecnología para Procesos Térmicos I](#)

Tecnología para Procesos Térmicos II

[Tecnología para Procesos Térmicos II](#)

Documentación

[Sinóptico de productos](#)

[Control de proceso y documentación](#)

[Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema](#)

[AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9](#)

[Funciones de los controladores](#)

[Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO