

## AGITADOR DE TAMIZ VIBRATORIO



Está diseñado y funciona según el principio del movimiento giratorio. La vibración se puede ajustar cambiando la velocidad. Vibro Sieve Shaker es un accesorio de cribado circulatorio ampliamente utilizado para cribar, clasificar, dimensionar, cribar una variedad de sólidos de productos farmacéuticos, alimentos, químicos, colorantes, cosméticos y gránulos y partículas de polvo de plástico.

**SKU:** B-01-24-02-13-0100 | **Categorías:** [Accesorios para análisis de tamices](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Está diseñado y funciona según el principio del movimiento giratorio. La vibración se puede ajustar cambiando la velocidad. Vibro Sieve Shaker es un accesorio de cribado circulatorio ampliamente utilizado para cribar, clasificar, dimensionar, cribar una variedad de sólidos de productos farmacéuticos, alimentos, químicos, colorantes, cosméticos y gránulos y partículas de polvo de plástico. Poner en pantalla. Vibro Sieve Shaker permite una separación superior y rápida de partículas.

### Otros tamices están disponibles a pedido a un costo adicional

- Tamaños De Tamices Disponibles - "5" Malla A 200 Malla [ASTM]

### Especificación detallada para Agitador de tamiz vibratorio

#### Especificaciones técnicas

##### Código Del Producto

**B-01-24-02-13-0100**

Modelo	BellAgiTam-20
Capacidad de trabajo (kg / hora)	10 Kg / hora. [Depende de los tamaños de malla].
Incluir pantalla	40,60,80 Malla cada uno y un receptor (200 mm de diámetro)
Material de los tamices	SS 316
Dimensiones	10 'x 11 "x 16" pulgadas
Peso neto (kg)	10 Kg
Peso bruto (kg)	20 Kg
Embalaje	12 "x 12" x 18 "pulgadas

#### Funciones silenciosas

- Montaje rápido y sencillo de la unidad principal.
- Mínimo mantenimiento y espacio.
- Funcionamiento silencioso.
- Velocidad regulable
- Se pueden instalar diferentes tamices en el agitador de tamices.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO