

AGITADOR DUSA DTS 100I



AGITADOR™ DUSA DTS 100I

Logre una recuperación completa, rápida y repetible del fármaco administrado con el agitador DUSA DTS 100i. Con una interfaz de pantalla táctil intuitiva y velocidades de agitación ajustables, el DTS 100i automatiza el enjuague interno de los tubos de recolección MDI y DPI DUSA con mayor facilidad que nunca.

- Optimiza los flujos de trabajo ocupados
- Reduce el riesgo de resultados fuera de especificación
- Mejora las prácticas de trabajo seguras
- Aumenta el rendimiento de la recuperación de fármacos

SKU: DTS 100i | **Categorías:** [semiautomatización](#), [semiautomatización para pruebas DDU](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DUSA Shaker DTS 100i™ - Especificaciones técnicas

Interfaz de usuario

Pantalla táctil

Capacidad

DUSA para inhaladores dosificadores: 10

DUSA para DPI: 10

Acción de enjuague

Agitar solo

Solo rollo

Agitar y enrollar

Rango de velocidad de agitación

20 - 200 RPM

Velocidad del rodillo

Fijo a 11.4 RPM

Tiempo de ejecución

Hasta 100 horas

Conectividad

USB A, USB B, RS-232

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO