

## AGITADOR MAGNÉTICO SIN CALEFACCIÓN PLATO DE ALUMINIO 2LTS



**Modelo: BellAgitMagA-2I**

**SKU: B-01-19-01-000509** | **Categorías:** [Agitador Magnético](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción del producto:

1. La potencia de calentamiento y la velocidad de agitación son ajustables sin escalas.
2. Con el estante ajustable del termómetro, las barras del acero inoxidable y la barra de la agitación.

	<b>Modelo</b>	<b>BellAgitMagA-2I</b>
Código SKU		B-01-19-01-000509
Volumen Max (ml)		2000
Velocidad (rpm)		100 a 2000
Tiempo de trabajo		Continuos
Revoluciones minimas (rpm)		100
Temp Max (Cº)		-

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO