

## AGITADOR ORBITAL - BELLAGIORB-H200



### **Agitador orbital:**

Velocidad de agitación 50-250rpm,

Cap Max 2,5Kg,

280 x 270 x 110 mm,

Poder AC100-240V, 50/60HZ, 2A

**SKU:** B-01-29-000402-0101 | **Categorías:** [Agitador Orbital](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los agitadores orbitales OS-100 y OS-200 son potentes agitadores de velocidad variable que proporcionan un movimiento orbital eficiente. La velocidad y el tiempo están controlados por un microprocesador. El agitador OS-20010S-100 puede aplicarse en diferentes laboratorios: microbiología, química, inmunología, bioquímica y biología molecular.

### Especificaciones:

Modelo	BellAgiOrb-H100	BellAgiOrb-H200
Codigo SKU	B-01-29-000402-0100	B-01-29-000402-0101
Orbita	10mm	20mm
Rango del temporizador	1min a 99h59min	
Capacidad de carga	Ver tabla inferior	Ver tabla inferior
Capacidad máxima	3.0Kg	2.5Kg
Motor	4-45°C	4-45°C
Dimensiones (mm)	280x270x110 mm	280x270x110 mm

### Información:

Informacion		
No.	Codigo	Descripcion
BellAgiOrb-H100	B-01-29-000402-0100	AC100-240V. 50/60HZ. 2A
BellAgiOrb-H200	B-01-29-000402-0101	AC100-240V. 50/60HZ. 2A
BellPlaPP-1	B-01-29-000402-0102	plataforma plana con alfombra de goma antideslizante
BellPlaPP12-100	B-01-29-000402-0103	plataforma con pinzas para matraces. 100-150m1
BellPlaPP06-250	B-01-29-000402-0104	plataforma con pinzas para matraces. 250-300m1
BellPlaUP-1	B-01-29-000402-0105	UP-1. plataforma universal con barras ajustables para diferentes tipos de frascos. botellas
BellPlaMP-1	B-01-29-000402-0106	plataforma con muelles

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO