

## AGITADOR ORBITAL DIGITAL PLUS



**Modelo**

**BellAgOrbGrande**

**SKU:** 24587 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Modelos
	1024 máx. 7.5 Kg		Any Modelos
	24587 Digital		Any Modelos
	24587 10		Any Modelos
	3694 (42 x 37 x 10) cm		Any Modelos
	3557 LCD		Any Modelos
	24587 13.5 Kg		Any Modelos
	24587 desde 1-1199 minutos. Operación continua/temporizada		Any Modelos
	1235 100/230V - 60Hz		Any Modelos

Imagen	SKU	Descripción	Modelos
	24587 5-40 °C		Any Modelos
	3254 Orbital		Any Modelos
	24587 Digital		Any Modelos
	24587 10		Any Modelos
	24587 13.5 Kg		Any Modelos
	24587 desde 1-1199 minutos. Operación continua/temporizada		Any Modelos
	24587 5-40 °C		Any Modelos

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### AGITADOR ORBITAL DIGITAL PLUS










#### Características

- Pantalla Backlit LCD de fácil lectura que permiten la configuración de velocidad y ajustar el temporizador
- Peso máximo de agitación 7,5 kg / 16.5Lbs
- Amplia gama de opciones de plataforma para frascos de cultivos, frascos, etc. (se vende por separado)
- rango velocidad de agitación: 100-500RPM
- El movimiento orbital es de 10 mm
- Timer o funcionamiento continuo
- temporizador de 1-1.199 minutos
- Software libre para el control del PC y registro de datos
- cTUVus aprobado.



#### Especificaciones

#### Accesorios:

Cat. No.	Accesorios
18900027 	Plataforma universal con 4 barras de sujeción ajustables horizontales, para usar con varios frascos / buques. (Para agitador de 7.5Kg)
18900040 	Plataforma universal con 4 barras de sujeción regulables verticales, para usar con varios frascos / buques. (Para agitador de 7.5Kg)
18900155 	Plataforma para Frascos de cultivos, etc.con superficie antideslizante (Para agitador de 7.5Kg)
18900028 	Clip de Fijación para Plataforma de varios frascos / botellas etc.(Para agitador de 7.5Kg)
18900029 	Clip de Fijación Clippara matracesredondos de 25 ml de volumen
18900030 	Clip de Fijación Clip para matraces redondos de 50 ml de volumen
18900031 	Clip de Fijación Clip para matraces redondos de 100 ml de volumen
18900032 	Clip de Fijación Clip para matraces redondos de 200/250 ml de volumen
18900033 	Clip de Fijación Clip para matraces redondos de 500 ml de volumen

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Modelos

COTECNO