

AGITADOR VORTEX MULTITUBOS BELLAGVM-100



Modelo: BellAgVM-100

SKU: N / A | Categorías: [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Se pueden procesar 50 muestras a la vez
- Dos modos de trabajo: funcionamiento continuo o acción puntual
- Control por microprocesador - Soporte de tubo de espuma estándar de 12 mm y almohadilla de bandeja
- Múltiples funciones de protección de seguridad, cumple las normas de seguridad CE, seguro y fiable

	Modelo	BellAgVM-100
Codigo SKU		
Órbita de agitación		3.6mm
Rango de velocidad		310mm×180mm
Rango de tiempo		1min-99h59min
Max alojamiento		4.5kg
Precisión de velocidad		10rpm
Tamaño de la cubierta (L×W)		310mm×180mm
Dimensión (L×W×H)		426mm×250mm×480mm
Peso		21.5 Kg
Potencia		60W

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO