

## AGITADORES DE LABORATORIO PLUS / PROVEEDORES DE AGITADORES DE ALTA VELOCIDAD 20L BELL-AGIHEL-20PLUS



Belltronic presenta la nueva generación de agitadores de laboratorio para la agitación/mezcla, etc. de productos químicos, farmacéuticos, alimentarios y cosméticos. El equipo consta básicamente de cuerpo, mandril, hélice de palas de acero inoxidable y soporte.

**SKU:** B-01-23-0102-0602 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

2 modelos - 40 litros y 20 litros de capacidad

Agitadores avanzados con tecnología de microprocesador

Rango de velocidad 50 - 2200 rpm

Supervisión de la velocidad establecida y real

Velocidad constante incluso con el cambio de carga/tensión

Alto par incluso a bajas velocidades

Control preciso de la velocidad de agitación

El motor de corriente continua sin escobillas, que no necesita mantenimiento, garantiza un par elevado

Pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura para la visualización de los parámetros establecidos y reales

Visualización del par/velocidad

Recuperación del último parámetro, ideal para procesos repetitivos

Protección del motor en caso de sobrecarga continua

Admite ejes de hasta 13 mm de diámetro

Clase de protección según DIN/EN 60529

Tapón para proteger el recipiente y el eje

Diseño especial de la base para un funcionamiento sin caídas

[



**Flujo axial de arriba a abajo para la agitación en recipientes redondos**



Flujo radial de arriba a abajo para velocidad media a alta. Para la aireación de medios de baja viscosidad



Flujo radial de arriba a abajo para velocidad media a alta con alta fuerza de cizallamiento



Flujo axial de arriba a abajo para velocidad media a alta



**Flujo axial de arriba a abajo para la agitación en recipientes redondos**



Pistola de teflón

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO