

AGITADORES, PLACAS Y PLACAS CALEFACTORAS



[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Información Sobre Pedidos" tab_id="1573991240869-e1eb0b33-9a3d"][vc_wp_text]

Imagen	SKU	Nombre del producto	Fabricante	Modelo	Tipo	Eléctrico
<input checked="" type="checkbox"/>	H4000-S230	Agitador magnético, enchufe europeo de 2 puntas	Benchmark	HS4000-S-E	Agitador (Analógico)	230V/50Hz
<input checked="" type="checkbox"/>	H4000-H230	Placa calefactora H4000, enchufe europeo de 2 puntas	Benchmark	H4000-HE	Placa calefactora (analógica)	230V/50Hz
<input checked="" type="checkbox"/>	H4000-HS230	Agitador de placa calefactora H4000, enchufe europeo de 2 puntas	Benchmark	H4000-HS-E	Agitador de placa calefactora (analógico)	230V/50Hz

[vc_wp_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Documentación / Medios" tab_id="1573991242149-123b2e3f-3b9c"][vc_wp_text title="Manuales"][Agitador Biomega Folleto de placas calefactoras](#)

[Scilogex MS-7-H550-Pro y MS7-Pro Folleto del agitador magnético](#)

[Scilogex MS y MS-H-S Folleto de agitador analógico y placa calefactora](#)

[Scilogex MS-Pro y MS-H-Pro Folleto de agitador digital y placa calefactora](#)

[Scilogex MS-M-S10 y MS-H-S10 Folleto de agitador magnético analógico y placa calefactora](#)

[vc_wp_text][vc_tta_section][vc_tta_tabs][vc_column][vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [AGITADORES, PLACAS CALEFACTORAS Y PLACAS, Equipos de Laboratorio -](#)

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	H4000-HS230	<p>BENCHMARK AGITADOR DE PLACA H4000, ENCHUFE EUROPEO DE 2 PUNTAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKU: H4000-HS230 • Fabricante: Benchmark • Modelo: H4000-HS-E • Tipo: Agitador de placa calefactora (analógico) • Eléctrico: 230V/50Hz 	H4000-HS230
	H4000-H230	<p>BENCHMARK PLACA H4000, ENCHUFE EUROPEO DE 2 PUNTAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKU: H4000-H230 • Fabricante: Benchmark • Modelo: H4000-H-E • Tipo: Placa calefactora (analógica) • Eléctrico: 230V / 50Hz 	H4000-H230
	H4000-S230	<p>BENCHMARK AGITADOR MAGNÉTICO, ENCHUFE EUROPEO DE 2 PUNTAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKU: H4000-S230 • Fabricante: Benchmark • Modelo: HS4000-SE • Tipo: Agitador (Analógico) • Eléctrico: 230V / 50Hz 	H4000-S230

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este surtido de placas calefactoras, agitadores y unidades combinadas de Benchmark Scientific y Scilogex presentan diseños que ahorran espacio y una construcción duradera. El diseño compacto de la placa calefactora H4000-HS y el agitador magnético, el agitador magnético H4000-S y la placa calefactora H4000-H (8 x 9 ") los hace ideales para usar en bancos abarrotados y dentro de campanas biológicas.

Los nuevos modelos digitales de Scilogex también son compactos y ofrecen beneficios más avanzados como control de PC y un sistema de advertencia de calor residual.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO