

AGUJA DESECHABLE, ESTÁNDAR, ESTÉRIL, 20GX1 0,90 MM X 25 MM



SKU: PG-7 50022 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [20Gx1](#), [Aguja](#), [desechable](#), [estándar](#), [estéril](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AGUJA DESECHABLE, ESTÁNDAR, ESTÉRIL, 20GX1 0,90 MM X 25 MM

Descripción: La aguja desechable, estándar, estéril.

Nombre del producto: 20Gx1

Volumen y graduación: 0,90 mm x 25 mm.

Materiales: fabricado en acero inoxidable.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf
certificado según en: CE

Tamaño: 0,9

[Source link](#)

[Syringes](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO