

## AGUJA DESECHABLE, ESTÁNDAR, ESTÉRIL, 20GX1 1/2 0,90 MM X 40 MM



**SKU:** PG-7 50001 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [20Gx1](#), [Aguja](#), [desechable](#), [estándar](#), [estéril](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **AGUJA DESECHABLE, ESTÁNDAR, ESTÉRIL, 20GX1 1/2 0,90 MM X 40 MM**

Descripción: La aguja desechable, estándar, estéril.

Nombre del producto: 20Gx1 1/2

Volumen y graduación: 0,90 mm x 40 mm.

Materiales: fabricado en acero inoxidable.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf  
certificado según en: CE

Tamaño: 0,9

[Source link](#)

[Syringes](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO