

AGUJA DESECHABLE, ESTÁNDAR, ESTÉRIL, 22GX1 1/2 0,70 MM X 40 MM



SKU: PG-7 50026 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [22Gx1](#), [Aguja](#), [desechable](#), [estándar](#), [estéril](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AGUJA DESECHABLE, ESTÁNDAR, ESTÉRIL, 22GX1 1/2 0,70 MM X 40 MM

Descripción: La aguja desechable, estándar, estéril.

Nombre del producto: 22Gx1 1/2

Volumen y graduación: 0,70 mm x 40 mm.

Materiales: fabricado en acero inoxidable.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf
certificado según en: CE

Tamaño: 0,7

[Source link](#)

[Syringes](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO