

**AGUJA DESECHABLE, ESTÁNDAR, ESTÉRIL, 23GX1 1/4 0,60 MM X 30 MM**



**SKU:** PG-7 50014 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [23Gx1](#), [Aguja](#), [desechable](#), [estándar](#), [estéril](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **AGUJA DESECHABLE, ESTÁNDAR, ESTÉRIL, 23GX1 1/4 0,60 MM X 30 MM**

Descripción: La aguja desechable, estándar, estéril.

Nombre del producto: 23Gx1 1/4

Volumen y graduación: 0,60 mm x 30 mm.

Materiales: fabricado en acero inoxidable.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf  
certificado según en: CE

Tamaño: 0,6

[Source link](#)

[Syringes](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO