


## AGUJAS DE PENETRACIÓN DE BITUMINOSOS 40-45 MM. LARGO EXP. HUMBOLDT, CERTIFICADAS



**SKU:** H1300 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**Aguja de Penetración, Aguja estándar de acero inoxidable endurecido, 40-45mm de longitud de aguja expuesta.**

**Certificado de precisión ASTM por laboratorio independiente.**

**Peso: 2,5 g.**

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO