

**AGUJAS DESECHABLES, ESTÁNDAR, CE, TIPO 22GX1¼", TAMAÑO: 0,7X30 MM,
PAQUETE = 100 UDS.**



SKU: PG-7 50012 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [07x30](#), [22Gx1¼](#), [Agujas](#), [desechables](#), [estándar](#), [paquete](#), [tamaño](#), [tipo](#), [uds](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AGUJAS DESECHABLES, ESTÁNDAR, CE, TIPO 22GX1¼", TAMAÑO: 0,7X30 MM, PAQUETE = 100 UDS.

[Source link](#)

[Syringes](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO