

ALMOHADILLA DE INYECCIÓN IV BELL-INY-45B



SKU: N / A | **Categorías:** [Serie de Enseñanza Médica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Almohadilla de Inyección IV Bell-

InY-45B[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Nombre del producto: Almohadilla de inyección IV

- Producto No: Bell-InY-45B

- Material: PVC

- Descripción: El modelo tiene cuatro vasos sanguíneos de simulación. Puede ser utilizado para simular los ejercicios de perforación, y la piel del modelo es realista, puede pinchar repetidamente. Toque la piel debajo del vaso sanguíneo muestra una buena sensación de la piel y la sensación de inserción de la aguja es como un verdadero humano.

- Embalaje: 24 piezas / cartón, 55x39x47cm, 15kgs[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO