

ALMOHADILLA DE PRÁCTICA DE SUTURA BELL-ASUT-42



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Almohadilla de Práctica de Sutura Bell-ASut-42 Descripción del Producto:

- Nombre del producto: Almohadilla de práctica de sutura
- Producto No: Bell-ASut-42
- Material: PVC
- Descripción: Este modelo portátil se puede usar para practicar la sutura. La piel se puede reemplazar fácilmente.
- Embalaje: 30 piezas / ctn, 55x39x47cm, 15kgs.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO