

## ALMOHADILLAS DE COMPRESIÓN DE CUBO DE CEMENTO ÁMBAR 2"—H-2805-A



**SKU:** H-2805-A | **Categorías:** [Cemento](#), [Cubos de Prueba](#), [Humboldt](#), [Preparación de muestras para pruebas de cubos de cemento](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Almohadilla de compresión, 90 durómetro

Utilizadas en pruebas de compresión de cubos de 2"

Usadas con las tapas de retención [H-2804](#).

Se venden individualmente.

## ACCESORIOS



[H-2804](#)

Tapas de retención de 2"

[/tab]

[/tabgroup]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO