

## ALMOHADILLAS DE COMPRESIÓN— H-2805



**SKU:** H-2805 | **Categorías:** [Cemento](#), [Cubos de Prueba](#), [Humboldt](#), [Preparación de muestras para pruebas de cubos de cemento](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Usadas con las tapas de retención H-2804.

Se venden en sets de 4, 2 rojas

(durómetro 70) y 2 ámbar (durómetro 85).

Peso de envío: .5 Lbs.

(.3 Kg.)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO