

## AMASADORA DE LABORATORIO - CON CAMISA AL VACÍO



**SKU:** B-01-24-02-09-0200 | **Categorías:** [Accesorios para amasar](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es instalada en un soporte de diseño especial. Dentro de los dos agitadores en forma de Z giran uno hacia el otro a una velocidad diferente. La forma especial de los agitadores y la diferencia de velocidad a la que operan acortan sustancialmente el tiempo de mezcla requerido. Los agitadores y el recipiente están hechos de acero inoxidable.

La unidad tenía una capacidad de 3 Kg. El recipiente se puede entregar con doble chaqueta para refrigeración / calefacción con agua o sistema de calefacción eléctrica. El recipiente se abre en la parte superior con una tapa superior hermética al vacío. El recipiente se puede inclinar para vaciarlo o limpiarlo. Este accesorio es adecuado para colocarlo en nuestra unidad principal.

### Especificación detallada para Amasadora de laboratorio - Con camisa al vacío

#### Código Del Producto

**B-01-24-02-09-0200**

Modelo	BellAmaLabVac-64
Capacidad bruta del tazón (kg)	4 kg
Capacidad de trabajo del cuenco (kg)	3 kg
Capacidad de vacío	350/14 MM-HG / IN-HG
Bomba aspiradora	1/16 HP, 220 v, monofásico.
Peso neto (kg)	36 Kg. [Con bomba de vacío]
Peso bruto (kg)	64 kg
Dimensiones	513 x 250 x 632
Embalaje	21 "x 39" x 37 "

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO