

AMASADORA DE LABORATORIO



SKU: B-01-24-02-09-0100 | **Categorías:** [Accesorios para amasar](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

En el interior de los dos agitadores en forma de Z giran uno hacia el otro a diferente velocidad. La forma especial de los agitadores y la diferencia de velocidad a la que operan acortan sustancialmente el tiempo de mezcla requerido. Los agitadores y el recipiente están hechos de acero inoxidable. La unidad Amasadora de laboratorio tenía una capacidad de 3 a 4 litros. El cuenco se puede entregar con doble camisa para enfriar o calentar con agua.

El Bowl se cierra con una tapa de acrílico para que se pueda observar la operación de amasado. El cuenco se puede inclinar para vaciarlo o limpiarlo. Este accesorio es adecuado para colocarlo en nuestra unidad principal de ambos.

Especificación detallada para Amasadora de laboratorio

Código Del Producto

B-01-24-02-09-0100

Modelo	BellAmaLab-56
Capacidad bruta (kg)	5 Kg
Capacidad de trabajo (kg)	3 a 3,5 Kg
Peso neto (kg)	22 Kg
Peso bruto (kg)	56 Kg
Dimensiones	18 "x 16" x 20 "pulgadas
Embalaje	25 "x 16" x 18 "pulgadas

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO