

## AMORTIGUADOR PH, KCL




- Alta precisión:  $\pm 0.01\text{pH}$ .
- Trazable a NIST.
- Certificado de COA se suministra con cada botella.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Pruebas de Agua](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Información sobre pedidos :

- 168700-50 pH Buffer 7.00  $\pm$  0.01, 500 ml
- 168400-50 pH Buffer 4.01  $\pm$  0.01, 500 ml.
- 168100-50 pH Buffer 10.01  $\pm$  0.01, 500 ml.
- 168103-50 3M KCL Buffer, 500 ml. 

[Descargar PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO