

AMPERÍMETRO PARA DIFERENTES TIPOS BELL-AMPEDIFE-T1



SKU: B-01-29-0901-0600 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-AmpeDife-T1
Código SKU	B-01-29-0901-0600
Uso	Laboratorio
Fuente de energía	Eléctrico
Dimensión	10 x 8 x 4 Pulgadas
Tipo de Corriente	DCA
Tipo	de escritorio Fácil manejo y trabajo estable
Poste	de encuadernación o conexión de enchufe de seguridad
Tipo	CC y CA
Rango DC	0-50mA-500mA-5A
Rango AC	0 - 500mA - 1A - 5A
Precisión	Clase $\pm 2,5\%$

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO