

ANALIZADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO BELLSILVERPLUS-02



Características:

- Fácil operación con un solo botón.
- Punto de finalización, cinético, temporizador fijo, multistandard, bicromático, etc.
- Longitud de onda del filtro: 340/405/492/510/546/578/620 nm, 2 posiciones abiertas de filtro más, otras bajo petición.
- Con 20 posiciones de incubación.
- Amplia memoria para almacenar 200 programas de prueba y 1000 resultados de pruebas.
- Excelentes funciones de calidad de control, el gráfico de calidad de control puede ser guardado, monitoreado e impreso.
- 3 niveles de temperatura: 25°C, 30°C, 37°C pueden ser seleccionados en el flujo celular y en la incubación.
- El gráfico en tiempo real puede ser monitoreado e impreso.

SKU: BellSilverPlus-02 | **Categorías:** [Analizador de Química Automático](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

COTECHNO