

ANALIZADOR BLAINE DYKERHOFF AUTOMÁTICO



SKU: N / A | Categorías: [Sistemas Blaine](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Analizador Blaine Dykerhoff Automático

[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Aparato Blaine de permeabilidad del aire controlada por PC, totalmente automático.
- Sistema Dyckerhoff con 1 celda de medición.
- Pruebas y cálculos del valor de Blaine totalmente automáticos.
- Completo con:
 - Software (pero sin PC), Célula de medición 41 mm dia., Volumen 75 cm³, Aceite de llenado, jeringa con manguera, tamper, 500 uds.
 - Filtro redondo de 41 mm de diámetro, 10 uds. polvo
 - Filtros 13 mm dia.
 - Sensor internamente sin indicador de precisión
 - Oscuro. (wxdxh) = 250 x 410 x 440 mm
 - Peso: 14,2 kg.
 - 110 V / 60 Hz, 230 V / 50 Hz

Un PC estándar con monitor, no incluido por nosotros, es necesario para trabajar con este sistema.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO