

ANALIZADOR DE AUTOLIMPIEZA TESTOMAT 2000 CLT 24V



SKU: 100245 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [productos](#)
3. [Testomat](#)
4. Analizador de autolimpieza 2000 CLT 24V

ANALIZADOR DE AUTOLIMPIEZA TESTOMAT 2000 CLT 24V

NÚMERO DE PARTE: 100245

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

Marca	Testomat
Tipo	Fotómetro de proceso para monitoreo de cloro
Barra de presión	1 - 8 / 0,3 - 1
presión psi	15 - 116 / 5 - 15
Rango de medición mg/l	0,0 - 0,99 / 1,0 - 2,5
Temperatura de entrada °C	10 - 40
Temperatura de entrada °F	50 - 104
Fuerza	24V

Dimensiones / Pesos

Dimensión mm	380x480x280
Entrada OD mm	6
Salida OD mm	6
Peso kg	9.50
Aplicaciones	diálisis del agua de proceso del agua potable
Proteccion	IP66



[Descargar hoja de datos](#)
[COMPRAR AHORA](#)
[Solicitud de presupuesto](#)

[Source link](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab	https://www.lenntech.com/products/Testomat/100245/2000-CLT-self-clean-Analyzer-24V/index.html
brand	Lenntech

COTECNO