

## ANALIZADOR DE GRASA BELLANALIGRASA-1S



- Esta diseñado según el principio de extracción de Soxhlet, es un analizador automático de grasa cruda en el que se utiliza el método de peso para determinar el contenido de grasa
- **Características:**
- Proceso automático después de pesar la muestra
- Panel de control con pantalla táctil LCD de 8 ", fácil de operar
- Métodos de extracción: extracción estándar Soxhlet, extracción en caliente Soxhlet, método estándar Soxhlet CH.
- Alarma automática de fuga de éter.
- Monitoreo de temperatura y flujo de agua
- Recuperación automática de solventes

**SKU:** BellAnaliGrasa-1S | **Categorías:** [Analizador de grasa](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

<b>Modelo</b>	<b>BellAnaliGrasa-1S</b>
Rango de temperatura	RT +5°C~300°C
Rango de medición	0.1~100%
Precisión de temperatura	±1°C
Repetibilidad	Error relativo 1%
Peso de la muestra	0.5~15g
Capacidad	6 piezas / lote
Volumen de la taza de disolvente	150ml
Recuperación de solventes	≥85%
Consumo de energía	2.0KW
Fuente de alimentación	AC 220V±10%, 50HZ
Tamaño externo (W * D * H)	650*348*875mm
Tamaño del paquete (W * D * H)	Cuerpo principal: 835 * 540 * 930 mm / Accesorios: 450 * 310 * 245 mm
Peso bruto	Cuerpo principal: 92 kg / Accesorios: 4,5 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO