

## ANALIZADOR DE HUMEDAD, BÁSICO - HALÓGENO, 90 G -HO-4972



**SKU:** HO-4972 | **Categorías:** [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Humedad \(agregados\)](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El analizador de humedad básico HO-4972 combina una construcción duradera y de alta calidad en un diseño elegante y compacto. Ofrece resultados confiables y precisos para una amplia variedad de aplicaciones de análisis de humedad.

- **Rendimiento flexible**

El HO-4972 proporciona resultados precisos al 0.01% (0.001g). Con una gran capacidad de 90 gramos, es ideal para aplicaciones alimentarias, agrícolas, químicas, farmacéuticas y de otro tipo que requieren mediciones de hasta 0.01% (0.001g).

- **Simple de operar**

La configuración y operación es extremadamente fácil. Simplemente presione y mantenga presionados los botones para configurar los parámetros de secado. El HO-4972 es ideal para tareas de rutina realizadas por operadores de todos los niveles de habilidad.

- **Diseño compacto y fácil de limpiar**

La superficie compacta (17 × 14 × 28 cm) del HO-4972 está diseñada para ocupar menos espacio. La cámara de calentamiento fácil de limpiar es ideal para un uso frecuente y un mantenimiento económico.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO