

ANALIZADOR DE HUMEDAD BELL-ANALIZHUM-100



SKU: B-01-29-0203-0100 | **Categorías:** [Balanzas Belltronic plus](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

	Modelo	Bell-AnalizHum-100
Código SKU		B-01-29-0203-0100
Rango (g)		110g
Legibilidad (g)		0.001g
Temperatura de funcionamiento		5°C-35°C
Tamaño de la sartén		Ø90mm
Fuente de calor		Lámpara halógena
Sensor de temperatura		PT 100
Rango de temperatura		40°C-199°C
paso temporal		1°C
Rango de humedad		0.00%-100.00%
Legibilidad a la humedad		0.01%
Rango de residuos secos		100.00%-0.00%
Legibilidad residual seca		0.01%
Configuración de temperatura		40°C-199°C por 1°C
Configuración de tiempo		1-99min por 10 s
Número de almacenamiento		15
Número de historia		15
Calentador		220V ±15% 50HZ 400W
Equilibrar		Entrada: 220V 50HZ Salida: 9V
Dimensión del host		360X490X350m m
La altura de la cámara		22mm
Monitor		Pantalla de 5 pulgadas
Calibración		Calibración externa
Interfaz		RS232

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO