

## ANALIZADOR DE HUMEDAD BELLTRONIC 1MG A 10MG X 50G ETI-50-5



**SKU:** B-01-02-07-0202 | **Categorías:** [Más Instrumentos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Analizador de Humedad Belltronic 1mg - 5mg x 50g

#### Especificaciones

- Analizador de humedad.
- Legibilidad de 0.001g (1mg) / 0.005g (5mg) / 0.01g (10mg) - Depende del modelo
- Con interfaz RS232.

#### Especificaciones Técnicas

Código de Producto	B-01-02-07-0201	B-01-02-07-0202	B-01-02-07-0203
Modelo	ETI-50-1	ETI-50-5	ETI-50-10
Rango (Capacidad g)	50g		
Legibilidad (g / mg)	0.001g (1mg)	0.005g (5mg)	0.01g (10mg)
Diámetro (Platillo mm)	Ø90mm		
Rango de ajuste de temperatura	50-140°C		
Temperatura ambiente	10-30°C		
Dimensiones externas (cm)	30×16×14		
Tamaño del paquete (cm)	45.5×33×35		
Peso Neto (kg)	5 kg		

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO