

ANALIZADOR DE HUMEDAD BELLTRONIC ETI-50-1



SKU: B-01-02-07-0201 | **Categorías:** [Más Instrumentos](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Analizador de Humedad Belltronic 1mg - 5mg x 50g

Especificaciones

- Analizador de humedad.
- Legibilidad de 0.001g (1mg) / 0.005g (5mg) / 0.01g (10mg) - Depende del modelo
- Con interfaz RS232.

Especificaciones Técnicas

| Código de Producto | B-01-02-07-0201 | B-01-02-07-0202 | B-01-02-07-0203 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Modelo | ETI-50-1 | ETI-50-5 | ETI-50-10 |
| Rango (Capacidad g) | 50g | | |
| Legibilidad (g / mg) | 0.001g (1mg) | 0.005g (5mg) | 0.01g (10mg) |
| Diámetro (Platillo mm) | Ø90mm | | |
| Rango de ajuste de temperatura | 50-140°C | | |
| Temperatura ambiente | 10-30°C | | |
| Dimensiones externas (cm) | 30×16×14 | | |
| Tamaño del paquete (cm) | 45.5×33×35 | | |
| Peso Neto (kg) | 5 kg | | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO