

## ANALIZADOR DE ORINA AUTOMÁTICO - BELLAUTANA-100



### Características

- Pantalla LCD
- Los datos se pueden guardar automáticamente
- Se puede ingresar la fecha y el número de paciente
- El color y la limpieza se pueden introducir.
- Prueba única y prueba continua están disponibles
- Adopte una fuente de luminiscencia con alto brillo para minimizar la interferencia de la luz ambiental

**SKU:** BellAutAna-100 | **Categorías:** [Analizador de orina automático](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellAutAna-100
Longitud de onda	510-650nm
Rendimiento	120 prueba / hora
Almacenamiento	1000 datos de pacientes
Pantalla	LCD de 240x64 mm
Impresión	Impresora térmica de 57 mm
Interfaz	Interfaz serial estándar RS232
Calibración	Calibración completamente automática
Temperatura de condición	15-35 °C, humedad: 10-85%
Elementos de prueba	<ul style="list-style-type: none"><li>• PH, nitrito, proteína</li><li>• Glucosa, sangre, bilirrubina</li><li>• Urobilinógeno, cetona</li><li>• Gravedad específica, leucocitos</li><li>• ácido ascórbico</li></ul>
Fuente de alimentación	110/220V±10% , 60/50Hz;100W
Tamaño del paquete (W * D * H)	470×410×230mm
Peso bruto	6.5kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO