

ANALIZADOR DE ORINA AUTOMÁTICO - BELLAUTANA-200



Características

- Interfaz estándar RS232
- Dos modos de prueba única y prueba continua.
- Puede mantener un registro de 1000 resultados de prueba automáticamente
- La cantidad máxima de control es de 120 muestras por hora.
- Registro automático del color y la claridad de las muestras de orina.
- Poniendo la fecha y el número de historia clínica para consultar
- Selección del formato de impresora del sistema "+/-" o del sistema de figuras

SKU: BellAutAna-200 | **Categorías:** [Analizador de orina automático](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellAutAna-200
Principio de medición	Fuente de luz fría de brillo ultra alto / Principio de medición de reflexión
Alcance de la aplicación	14 artículos
Elementos de prueba	GLU,BIL,KET,SG,pH,BLD,PRO,URO,NIT,LEU,VC,CRE,CAL,MAL
Prueba de velocidad	60-120 prueba / hora
Pantalla	LCD
Longitud de onda	525nm-660nm
Condiciones de trabajo	Temperatura 5 °C ~ 40 °C, Humedad <85%
Almacenamiento de datos	2000 datos de pacientes
Interfaz	Interfaz estándar RS232
Modo de impresión	Impresora térmica incorporada
Diagnóstico erróneo	Autocomprobación del instrumento y activación con detección de nivel de gris estándar
Función de fuga de orina	Disponible, evita la infección cruzada
Fuente de alimentación	AC110/220V ± 10%, 60/50Hz
Tamaño del paquete (W * D * H)	490mm*365mm*220mm
Peso bruto	6.5kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO