

## ANALIZADOR DE VISCOSIDAD A TEMPERATURA DE REFERENCIA THERMOSET-LT



SKU: N / A | Categorías: [SOFRASER](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]**Analizador de Viscosidad a Temperatura de Referencia Thermoset-LT**[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]

### **Thermoset-LT**

El analizador de viscosidad en línea el más económico del mercado

 [\*\*DESCARGAR LA HOJA DE PRODUCTO\*\*](#)

### **Thermoset-LT**

El analizador de viscosidad a temperatura de referencia el más económico del mercado. Basado en la tecnología de vibración a frecuencia de resonancia del MIVI, el Thermoset-LT requiere casi ningún mantenimiento como no necesita baño de aceite ni horno. Gracias a su pequeño tamaño y su grande versatilidad, se puede instalar fácilmente en un bucle ya existente o en un shelter.

### **Ventajas:**

- La solución la más económica del Mercado.
- Correlación con la norma ASTM D445.
- Eficiencia y optimización de la producción.
- Grande tolerancia a la temperatura de entrada de la muestra.
- Inafectado por la presencia de partículas.

### **Especificaciones:**

- Una gama de medición superior a 10 000 cP.
- Densímetro externo opcional.
- Uso optimizado para punto de control único.
- Diseño para zonas explosivas.
- Impacto ambiental reducido.
- Procesador con pantalla táctil 9731 que incluye funciones de seguridad.

[/vc\_wp\_text][/vc\_column][/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO