


ANALIZADOR TESTOMAT 2000 CN 24V / 115 V / 230 V



SKU: 2000 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [productos](#)
3. [Testomat](#)
4. 2000 Analizador CN 24V / 115 V / 230 V

ANALIZADOR TESTOMAT 2000 CN 24V / 115 V / 230 V

NÚMERO DE PARTE: 2000 CN

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

Marca	Testomat
Tipo	Monitor de dureza del agua
Barra de presión	1 - 8 / 0,3 - 1
presión psi	15 - 116 / 5 - 15
Rango de medición °dH	0,05 - 2,5 dureza del agua 0,5 - 20 dureza del carbonato
Temperatura de entrada °C	10 - 40
Temperatura de entrada °F	50 - 104
Fuerza	24V / 115V / 230V

Dimensiones / Pesos

Dimensión mm	380x480x280
Entrada OD mm	6
Salida OD mm	6
Peso kg	9.50
Aplicaciones	tratamiento-del-agua agua-potable Ablandamiento-del-agua descarbonización desalinización
Proteccion	IP66



[Descargar hoja de datos](#)
[COMPRAR AHORA](#)
[Solicitud de presupuesto](#)

[Source link](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab	https://www.lenntech.com/products/Testomat/2000-CN/2000-CN-Analyzer-24V-/-115-V-/-230-V/index.html
brand	Lenntech

COTECNO