

## ANALIZADOR TESTOMAT 2000 CRVI GB 24V



**SKU:** 100311 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [productos](#)
3. [Testomat](#)
4. 2000 Analizador CrVI GB 24V

## ANALIZADOR TESTOMAT 2000 CRVI GB 24V

**NÚMERO DE PARTE: 100311**

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

### Especificaciones

Marca	Testomat
Tipo	Fotómetro de proceso monitoreando cromato
Barra de presión	1 - 8 / 0,3 - 1
presión psi	15 - 116 / 5 - 15
Rango de medición mg/l	0,0 - 0,99 / 1,0 - 2,5
Resolución en mg/l	0,01 / 0,1
Temperatura de entrada °C	10 - 40
Temperatura de entrada °F	50 - 104
Fuerza	24V
<b>Dimensiones / Pesos</b>	
Dimensión mm	380x480x280
Entrada OD mm	6
Salida OD mm	6
Peso kg	9.50
Aplicaciones	control-de-aguas-residuales-plantas-de-galvanizacion
Proteccion	IP66



[Descargar hoja de datos](#)  
[COMPRAR AHORA](#)  
[Solicitud de presupuesto](#)

[Source link](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**url\_fab** <https://www.lenntech.com/products/Testomat/100311/2000-CrVI-Analyzer-GB-24V/index.html>

**brand** Lenntech

COTECNO