

## ANALIZADOR TESTOMAT 808 24V



**SKU:** 100615 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [Productos](#)
3. [Testomat](#)
4. 808 Analizador 24V

## ANALIZADOR TESTOMAT 808 24V

**NÚMERO DE PARTE: 100615**

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

### Especificaciones

Marca	Testomat
Tipo	Monitor de dureza del agua
Barra de presión	0.3 - 1
Presión Pa	4,35 - 14,5
Rango de medición °dH	0.02 - 3
Rango de medición ppm	0,4 - 54
Temperatura de entrada °C	10 - 40
Temperatura de entrada °F	50 - 104
Fuerza	24V

### Dimensiones / Pesos

Dimensión mm	364x314x138
Entrada OD mm	6
Salida OD mm	6
Peso kg	4.35
Aplicaciones	Ósmosis inversa Agua blanda Galvanización con agua pura
Proteccion	IP54



[Descargar hoja de datos](#)

[COMPRAR AHORA](#)

[Solicitud de presupuesto](#)

[Source link](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>url_fab</b>	<a href="https://www.lenntech.com/products/Testomat/100615/808-Analyzer-24V/index.html">https://www.lenntech.com/products/Testomat/100615/808-Analyzer-24V/index.html</a>
<b>brand</b>	Lenntech

COTECNO