

ANALIZADOR TESTOMAT 808 24V



SKU: 100612 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [productos](#)
3. [Testomat](#)
4. 808 Analizador 24V

ANALIZADOR TESTOMAT 808 24V

NÚMERO DE PARTE: 100612

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Marca | Testomat |
| Tipo | Monitor de dureza del agua |
| Barra de presión | 1 - 4 |
| Presión Pa | 14,5 - 58 |
| Rango de medición °dH | 0.02 - 3 |
| Rango de medición ppm | 0,4 - 54 |
| Temperatura de entrada °C | 10 - 40 |
| Temperatura de entrada °F | 50 - 104 |
| Fuerza | 24V |

Dimensiones / Pesos

| | |
|---------------|---|
| Dimensión mm | 364x314x138 |
| Entrada OD mm | 6 |
| Salida OD mm | 6 |
| Peso kg | 4.35 |
| Aplicaciones | Ósmosis inversa Agua blanda Galvanización con agua pura |
| Proteccion | IP54 |



[Descargar hoja de datos](#)

[COMPRAR AHORA](#)

[Solicitud de presupuesto](#)

[Source link](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

| | |
|----------------|---|
| url_fab | https://www.lenntech.com/products/Testomat/100612/808-Analyzer-24V/index.html |
| brand | Lenntech |

COTECNO