


ANALIZADOR TESTOMAT ECO 24V



SKU: 100112 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [Productos](#)
3. [Testomat](#)
4. Analizador ECO 24V

ANALIZADOR TESTOMAT ECO 24V

NÚMERO DE PARTE: 100112

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Marca | Testomat |
| Tipo | Control de la calidad del agua |
| Barra de presión | 1 - 8 / 0,3 - 1 |
| presión psi | 15 - 116 / 5 - 15 |
| Rango de medición °dH | 0,05 - 25,0 |
| Temperatura de entrada °C | 5 - 30 |
| Temperatura de entrada °F | 41 - 86 |
| Fuerza | 24V |

Dimensiones / Pesos

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Dimensión mm | 380x480x280 |
| Entrada OD mm | 6 |
| Salida OD mm | 6 |
| Peso kg | 9.50 |
| Aplicaciones | agua-potabletratamiento-de-agua |
| Proteccion | IP66 |



[Descargar hoja de datos](#)

[COMPRAR AHORA](#)

[Solicitud de presupuesto](#)

[Source link](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

| | |
|----------------|---|
| url_fab | https://www.lenntech.com/products/Testomat/100112/ECO-Analyzer-24V/index.html |
| brand | Lenntech |

COTECNO