

## ANALIZADOR TESTOMAT ECO C 24V



**SKU:** 100115 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [Productos](#)
3. [Testomat](#)
4. Analizador ECO C 24V

## ANALIZADOR TESTOMAT ECO C 24V

**NÚMERO DE PARTE: 100115**

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

### Especificaciones

Marca	Testomat
Tipo	Control de la calidad del agua
Barra de presión	1 - 8 / 0,3 - 1
presión psi	15 - 116 / 5 - 15
Rango de medición °dH	0,5 - 10,0 / 1,0 - 20,0
Temperatura de entrada °C	5 - 30
Temperatura de entrada °F	41 - 86
Fuerza	24V

### Dimensiones / Pesos

Dimensión mm	380x480x280
Entrada OD mm	6
Salida OD mm	6
Peso kg	9.50
Aplicaciones	Agua-potableTratamiento-de-aguaPiscinas
Proteccion	IP66



[Descargar hoja de datos](#)

[COMPRAR AHORA](#)

[Solicitud de presupuesto](#)

[Source link](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>url_fab</b>	<a href="https://www.lenntech.com/products/Testomat/100115/ECO-C-Analyzer-24V/index.html">https://www.lenntech.com/products/Testomat/100115/ECO-C-Analyzer-24V/index.html</a>
<b>brand</b>	Lenntech

COTECNO