

ANALIZADOR TESTOMAT EVO TH 100 - 240V



SKU: 100701 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [Productos](#)
3. [Testomat](#)
4. Analizador EVO TH 100 - 240V

ANALIZADOR TESTOMAT EVO TH 100 - 240V

NÚMERO DE PARTE: 100701

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

Marca	Testomat
Tipo	Monitor de dureza de agua y cloro
Barra de presión	1 - 8 / 0,3 - 1
presión psi	15 - 116 / 5 - 15
Rango de medición °dH	0,05 - 25,0
Temperatura de entrada °C	5 - 30
Temperatura de entrada °F	41 - 86
Fuerza	100 - 240V
Dimensiones / Pesos	
Dimensión mm	380x480x280
Entrada OD mm	6
Salida OD mm	6
Peso kg	9.50
Aplicaciones	Agua-potableCalderas-de-tratamiento-de-aguaAgua-de-proceso
Proteccion	IP66



[Descargar hoja de datos](#)
[COMPRAR AHORA](#)
[Solicitud de presupuesto](#)

[Source link](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab	https://www.lenntech.com/products/Testomat/100701/EVO-TH-Analyzer-100—240V/index.html
brand	Lenntech

COTECNO