

ANILLO DE APOYO (CON CORTE) -H-18331



SKU: H-18331 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Soportes de apoyo](#), [Trípodes y bases de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tamaño: 3 "

Diametro interno: 2-5 / 8 "(67 mm)

Diametro exterior: 3-1 / 4 "(83 mm)

Este anillo de soporte tiene un área recortada en el anillo que permite una fácil inserción de bombillas de nivelación. El anillo es de 3 "(76 mm) de diámetro, de hierro fundido y está chapado para resistencia a la corrosión.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO