



ANILLO DE CENTRADO DE 100 MM -HM-1210.100.12



SKU: HM-1210.100.12 | **Categorías:** [Componentes de celda de consolidación](#), [Consolidación](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#) |

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anillo de centrado de 100 mm para celda de anillo flotante

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO