

ANILLO DE CENTRADO DE 2.0" DIA -HM-1210.20.12



SKU: HM-1210.20.12 | **Categorías:** [Componentes de celda de consolidación](#), [Consolidación](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anillo de centrado de 2.0" diámetro para Celdas de consolidación

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO