

## ANILLO DE CENTRADO DE 2.42" DIA -HM-1210.24.12



**SKU:** HM-1210.24.12 | **Categorías:** [Componentes de celda de consolidación](#), [Consolidación](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anillo de centrado de 2.42" diámetro para celdas de consolidación

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO