

ANILLO DE CENTRADO DE 3.0" DIA -HM-1210.30.12



SKU: HM-1210.30.12 | **Categorías:** [Componentes de celda de consolidación](#), [Consolidación](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anillo de centrado de 3.0" diámetro para celdas de consolidación

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO